

KOSMETICKÉ PERO S FOTONOVOU TERAPIÍ

Návod k použití

(model: TB-1693)



Vážení zákazníkú, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

Funkce a účel použití:

Díky malé velikosti pera je velmi jednoduché na používání. Modré světlo vlnové délky 415 nm léčí kůži s akné. Červené světlo vlnové délky 660 nm slouží k redukci vrásek a k jemnému odstranění znamének stáří na pokožce. Kosmetické pero má automatický časovač vypnutí.

Bezpečnostní instrukce:

Pro zajištění správného fungování tohoto zařízení si pečlivě přečtěte tento manuál před použitím výrobku. Předjete tak možnému poškození.

Varování:

Nevhodné pro těhotné ženy, děti a osoby, které mají citlivou pokožku. Nepoužívejte, pokud máte na Vaší pokožce jakékoliv rány. Nepoužívejte na pokožku po depilaci nebo plastickém zákroku. Nepoužívejte, máte-li na pokožce nanesený make-up. Neaplikujte na oční víčka nebo hrdlo. Nikdy se nedívejte přímo do světla, ani jej nepoužívejte v blízkosti očí. Pokud zaznamenáte jakékoliv problémy během používání výrobku, ihned jej přestaňte používat a poraďte se se svým lékařem nebo jiným odborníkem. Neumísťujte výrobek do horkého nebo vlhkého prostředí. Nepokoušejte se výrobek sami opravit, rozebrat, nebo vylepšit. Nevhazujte výrobek do ohně, mohlo by dojít k explozi.

Specifikace:

Napájení: 1 x baterie AA 1,5 V
Příkon: 158 mW
Materiál: ABS
Rozměry: 26 x 141 mm

Popis částí výrobku:

1. modré světlo
2. ON/OFF (přepínač funkcí)
3. kryt baterie
4. červené světlo

Použití zařízení:

Pootočením proti směru hodinových ručiček odjistíte a sejměte kryt baterie a vložte 1,5 V AA baterii (baterie není součástí balení). Při vkládání dbejte na její správnou polaritu. Nasadte zpět kryt baterie a zajistěte jej pootočením ve směru hodinových ručiček.

Modré světlo - aktivace a používání:

Stiskněte na cca 2 sekundy tlačítko pro zapnutí zaří. Je aktivováno modré léčebné světlo. Přiložte hlavici s modře zářícím světlem k Vaší pokožce a rovnoměrně aplikujte modré světlo na pokožku postiženou akné. Tímto způsobem používejte dvakrát denně cca po dobu 5 minut pro léčbu akné. Po cca 5 minutách se pero automaticky vypne.

Červené světlo - aktivace a používání:

Stiskněte na cca 2 sekundy tlačítko pro zapnutí zařízení. Je aktivováno modré léčebné světlo. Opakovaným krátkým stiskem téhož tlačítka aktivujete červené světlo. Přiložte hlavici s červeně zářícím světlem k Vaší pokožce a rovnoměrně aplikujte červené světlo na pokožku v místě známek stárnutí (vrásky, skvrnky, znaménka). Tímto způsobem používejte pero dvakrát denně cca po dobu 5 minut. Po cca 5 minutách se pero automaticky vypne.

Vypnutí zařízení: Stiskněte tlačítko pro zapnutí na několik sekund. Nebo vyčkejte několik minut bez činnosti, pero se automaticky vypne.

Signalizace stavu nízké kapacity baterie: Zařízení se automaticky samo

vypne poté, co tlačítko pro zapnutí desetkrát problikne.

Nepoužívejte modré léčebné světlo na kůži déle než 5 minut. Při aplikaci se pohybuje perem těsně nad pokožkou, aniž by jste se jí přímo dotýkali.

Čištění a údržba: Po použití očistěte zařízení pomocí mírně vlhké žínky. Předtím, než začnete zařízení čistit, jej vypněte. Nepoužívejte k čištění vodu, alkohol, abrazivní čističe nebo jiné agresivní kapaliny.

Poznámka: Pokud zařízení nepracuje, může být baterie vložena nesprávně, nebo mít nízkou kapacitu (vyměňte ji).

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Návod v nejnovější verzi najdete na www.tvproducts.cz