

Prodloužená seniorská ruka s magnetem

návod k používání



Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uchovejte ho pro pozdější nahlédnutí.

Specifikace výrobku:

- lehký trvanlivý materiál
- měkké koncovky pro úchop
- ergonomicky tvarovaná rukojeť
- po složení velmi skladná
- magnet na koncovce
- koncovka otočná o 360°

POUŽITÍ:

Vhodné pro použití doma i v kanceláři. Mechanická ruka prodlouží Váš úchop o 80 cm. Gumové koncovky zajišťují šetrný a bezpečný úchop. Ergonomicky tvarovaná rukojeť. Pouhým stiskem prstu uchopíte zvolený předmět. Pro otočení koncovky ji povytáhněte, otočte do požadované polohy a zasunutím zajistíte zpět.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ:

Styk s organickými rozpouštědly a agresivními čistícími prostředky může výrobek poškodit. Po použití výrobek pouze otřete vlhkým hadříkem a poté otřete do sucha. Skladujte na suchém místě.

Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

Meghosszabbított szenior kéz mágnessel

használati utasítás

Kedves Vásárló, köszönjük a bizalmat, amelyet vásárlásával tanúsított irántunk. Azzal, hogy megvásárolta ezt a terméket. Hisszük, hogy Ön teljes mértékben elégedett lesz vele. Ez a használati utasítás

a termék hatékony használatát szolgálja. Kérjük, őrizze meg a jövőbeni használatra.

Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet az első használat előtt, és őrizze meg a későbbi használatra.

Termékleírások:

- Könnyű, tartós anyag
- puha markolatú végék
- ergonomikusan formázott fogantyú
- nagyon kompakt összecsuksott állapotban
- mágnes a végzáró sapkán
- 360°-ban forgatható hegy

HASZNÁLAT:

Alkalmas otthoni és irodai használatra. A mechanikus kar 80 cm-rel meghosszabbítja a fogást. A gumihegyek kíméletes és biztonságos fogást biztosítanak. Ergo- nomikusan formázott fogantyú. Egyetlen ujjnyomással megragadja a kiválasztott tárgyat. A hegy elfordításához emelje fel, fordítsa a kívánt pozícióba.

és nyomja vissza, majd nyomja befelé.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS:

A szerves oldószerekkel és agresszív tisztítószerekkel való érintkezés károsíthatja a terméket. Használat után egyszerűen törölje át a terméket nedves ruhával, majd törölje szárazra. Tárolja száraz helyen.

Környezetvédelem

Ne dobja a terméket a háztartási hulladékba, miután a termék elérte élettartama végét, vagy ha a javítás gazdaságtalan lenne. A termék megfelelő ártalmatlanítása érdekében vigye el a terméket a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol ingyenesen átveszik.

Szerviz

Abban az esetben, ha a termék megvásárlása után bármilyen hibát fedez fel, kérjük, forduljon a szervizhez. A termék használatakor kövesse a mellékelt használati útmutatóban foglalt utasításokat. A reklamáció nem vehető figyelembe, ha Ön megváltoztatta a terméket, vagy nem tartotta be a használati útmutatóban szereplő utasításokat.

A szállító fenntartja a jogot a használati utasítás módosítására, és nem vállal felelősséget az esetleges elírásokért. Az illusztrációk és a leírás modelltől függően eltérhet a valóságtól.

Przedłużona ręka seniora z magnesem

instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyłeś nas przy zakupie. poprzez zakup tego produktu. Wierzymy, że będziesz z niego w pełni zadowolony. Niniejsza instrukcja

służy do efektywnego korzystania z produktu. Zachowaj ją na przyszłość. Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Specyfikacja produktu:

- Lekki, wytrzymały materiał
- Miękkie końcówki
- ergonomicznie ukształtowany uchwyt
- bardzo kompaktowy po złożeniu
- magnes na końcówce
- Kończówka obrotowa 360

UŻYTKOWANIE:

Nadaje się do użytku w domu i w biurze. Mechaniczne ramię wydłuża uchwyt o 80 cm. Gumowe końcówki zapewniają delikatny i pewny chwyt. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt. Wystarczy jedno naciśnięcie palcem, aby chwycić wybrany przedmiot. Aby obrócić końcówkę, podnieś ją, obróć do żądanej pozycji, a następnie i zablokować, wciskając ją z powrotem.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE:

Kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi i agresywnymi środkami czyszczącymi może spowodować uszkodzenie produktu. Po użyciu wystarczy przetrzeć produkt wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć do sucha. Przechowywać w suchym miejscu.

Ochrona środowiska

Nie należy wyrzucać produktu do odpadów domowych po zakończeniu okresu użytkowania lub gdy naprawa byłaby nieopłacalna. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy oddać go do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

Serwis

W przypadku wykrycia jakiegokolwiek usterki po zakupie produktu, należy skontaktować się z działem serwisu. Podczas korzystania z produktu należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie zostanie uwzględniona w przypadku modyfikacji produktu lub nieprzestrzegania instrukcji zawartych w instrukcji obsługi.

Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji obsługi i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy typograficzne. Ilustracje i opisy mogą różnić się od rzeczywistości w zależności od modelu.

Mână senior extinsă cu magnet instrucțiuni de utilizare

Stimate client, Vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o cu achiziția dvs. prin achiziționarea acestui produs. Credem că veți fi pe deplin mulțumit de acesta. Acest manual

este pentru utilizarea eficientă a produsului. Vă rugăm să îl păstrați pentru referințe viitoare. Citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare și p ă s t r a ț i - l pentru referințe viitoare.

Specificațiile produsului:

- Material ușor și durabil
- foarte compact atunci când este pliat
- capete cu prindere moale
- magnet pe capacul de capăt
- mâner cu formă ergonomică
- vârf pivotant la 360°

UTILIZARE:

Potrivit pentru utilizare acasă și la birou. Brațul mecanic vă extinde prinderea cu 80 cm. Vârfurile din cauciuc asigură o prindere delicată și sigură. Mâner cu formă ergonomică. Cu o simplă apăsare a degetului prindeți obiectul selectat. Pentru a roti vârful, ridicați-l, rotiți-l în poziția dorită. și blocați-l la loc împingându-l în interior.

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE:

Contactul cu solvenți organici și agenți de curățare agresivi poate deteriora produsul. După utilizare, pur și simplu ștergeți produsul cu o cârpă umedă și apoi uscați. Depozitați într-un loc uscat.

Protecția mediului

Nu aruncați produsul în deșeurile menajere după ce produsul a ajuns la sfârșitul duratei sale de viață utilă sau atunci când repararea nu ar fi rentabilă. Pentru a elimina produsul în mod corespunzător, duceți-l la punctele de colectare desemnate, unde va fi acceptat gratuit.

Service

În cazul în care descoperiți orice defect după achiziționarea produsului, vă rugăm să contactați departamentul de service. Atunci când utilizați produsul, urmați instrucțiunile din manualul de instrucțiuni atașat. O reclamație nu va fi luată în considerare dacă ați modificat produsul sau nu ați urmat instrucțiunile din manualul de instrucțiuni.

Furnizorul își rezervă dreptul de a face orice modificări la instrucțiunile de utilizare și nu este responsabil pentru eventualele erori tipografice. Ilustrațiile și descrierea pot diferi de realitate în funcție de model.

Predĺžená seniorská ruka s magnetom

návod na použitie

Vážený zákazník, ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili svojím nákupom. Zakúpením tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojní. Tento návod slúži na efektívne používanie výrobku. Uchovajte si ho, prosím, pre budúce použitie. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Špecifikácie výrobku: Výrobok je určený na používanie v domácnostiach, v ktorých sa nachádza:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| - ľahký odolný materiál | - veľmi kompaktný v zloženom stave |
| - mäkké konce na uchopenie | - magnet na koncovom uzávere |
| - ergonomicky tvarovaná rukoväť | - 360° otočný hrot |

POUŽITIE:

Vhodný na použitie doma aj v kancelárii. Mechanické rameno predĺži úchop o 80 cm. Gumené hroty zabezpečujú jemné a bezpečné uchopenie. Ergonomicky tvarovaná rukoväť. Jedným stlačením prsta uchopíte vybraný predmet. Ak chcete hrotom otáčať, zdvihnite ho a otočte do požadovanej polohy. a zatlačením ho zaistíte späť.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE:

Kontakt s organickými rozpúšťadlami a agresívnymi čistiacimi prostriedkami môže výrobok poškodiť. Po použití výrobok jednoducho utrite vlhkou handričkou a potom utrite do sucha. Skladujte na suchom mieste.

Ochrana životného prostredia

Výrobok nevyhadzujte do domového odpadu po skončení jeho životnosti alebo ak by jeho oprava bola neekonomická. Ak chcete výrobok správne zlikvidovať, odovzdajte ho na určených zberných miestach, kde ho bezplatne prijímú.

Servis

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek závalu, obráťte sa na servisné oddelenie. Pri používaní výrobku postupujte podľa pokynov uvedených v priloženom návode na obsluhu. Reklamácia nebude uznaná, ak ste výrobok upravili alebo ste nedodrжали pokyny uvedené v návode na obsluhu.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu v návode na použitie a nezodpovedá za prípadné tlačové chyby. Ilustrácie a popis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.